



Lampe LED 3W
Gamme 178
178 02

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe LED 3W (faisceau 25°), coloris noir
- Longueur bras flexible 65cm (existe en longueur 100cm)
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin (blanc neutre)
- IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs
- Eclairage 7000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 25cm
- Faible consommation : 3W
- Longévité : 50 000h minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer)
- Tête de lampe diam. 6cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris noir (RAL 9005)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

OPTION

ISC (interrupteur sans contact)

Lampe idéale
pour tous types de soins et
d'examens en médecine
générale, les sages -femmes et
soins infirmiers

Vous aimerez aussi :

Réf. **178 01** : Idem 178 02 mais coloris blanc

Réf. **178 04** : Idem 178 02 mais support mural

Réf. **178 03** : Idem 178 02 mais coloris blanc et support mural



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (hors ampoule)



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com