



Paravent
Gamme 116
116 01-PB

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Paravent 3 panneaux
- Panneaux reliés par des charnières
- Toile plastique blanc non-feu classée M1
- Armature en tube acier carré peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 6 roulettes diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur panneaux 70x60x70cm
- Longueur déplié 2m
- Hauteur 1,8m



Vous aimerez aussi :

Réf. **114 01PB** : Idem 116 01PB mais
2 panneaux



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours
à réception commande
- ✓ Garantie : 3 ans
(1 an pour la sellerie)


COLORIS PIÈTEMENT

Le paravent 116 01-PB est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY




RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 3 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com