

*Paravent*  
**Gamme 118**  
**118 02**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Paravent 2 panneaux
- Panneaux reliés par des fermetures zip
- Revêtement non-feu classé M1
- Armature en tube acier carré peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 6 roulettes diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur panneaux 72x72cm
- Longueur déplié 2m
- Hauteur 1,8m



Totalement déhoussable  
pour une hygiène optimale

### Vous aimerez aussi :

Réf. **118 03** : Idem 118 02 mais  
3 panneaux



## À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours  
à réception commande
- ✓ Garantie : 3 ans  
(1 an pour la sellerie)

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban avec **plus value**

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*



Arno



Garonne



Potomac




Amour




Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*




Abysse




Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


# COLORIS PIÈTEMENT

Le paravent 118 02 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 3 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)