



Tabouret
Gamme 120
12002

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier 5 branches peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **12012** : Idem 12002 mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge

HH/HB


Hauteur haute ou hauteur basse

COLORIS SELLERIE


Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno




Garonne




Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


COLORIS PIÈTEMENT

Le tabouret 12002 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com