



Guéridon
Gamme 243
243 03

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 40x40cm, sans galerie
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 40cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique

Vous aimerez aussi :

Réf. **243 04** : Idem 243 03 mais avec galeries

Réf. **243 01** : Idem 243 03 mais 60x40cm

Réf. **243 02** : Idem 243 03 mais avec galeries et 60x40cm

Réf. **243 08** : Idem 243 03 mais 3 plateaux

Réf. **243 09** : Idem 243 03 mais 3 plateaux avec galeries

Réf. **243 06** : Idem 243 03 mais 3 plateaux et 60x40cm

Réf. **243 07** : Idem 243 03 mais 3 plateaux avec galeries et 60x40cm

ACCESSOIRES

ACC 96

Jeu de galeries
pour guéridons 243 largeur 40cm




À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 243 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49
Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com