



Guéridon  
Gamme 243  
243 06

CARINA  
Medical




CE  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm, sans galerie
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique



### Vous aimerez aussi :

Réf. **243 07** : Idem 243 06 mais avec galeries

Réf. **243 01** : Idem 243 06 mais 2 plateaux

Réf. **243 02** : Idem 243 06 mais 2 plateaux avec galeries

Réf. **243 03** : Idem 243 06 mais 2 plateaux et 40x40cm

Réf. **243 04** : Idem 243 06 mais 2 plateaux avec galeries et 40x40cm

Réf. **243 08** : Idem 243 06 mais 40x40cm

Réf. **243 09** : Idem 243 06 mais avec galeries et 40x40cm

## ACCESSOIRES

### ACC 95

Jeu de galeries  
pour guéridons 243 largeur 60cm



## À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans


# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 243 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*




RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél: +33(0)4 74 66 69 49  
Fax: +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)