

Tabouret **Gamme 3030 3030**







DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier peint époxy 5 branches, coloris gris clair (RAL 7035), empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise rectangulaire ergonomique 40x32cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi:

Réf. **3031** : Idem 3030 mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



V02-12/21 Page 2 sur 7

ACCESSOIRES



ACC 10 Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 15 Repose pieds



ACCROULETTE-02 5 roulettes simple galet diam. 50mm



ACCROULETTE-04 5 roulettes antistatiques diam. 50mm





ACC 14 Commande au pied



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-03 5 roulettes double galet sol dur diam. 50mm



ACCROULETTE-05 5 roulettes auto-freinées en charge ou hors-charge

V02-12/21 Page 3 sur 7



Sellerie non-feu classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban Attention ! coloris Urban avec **plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement: Sellerie Gamme Urban



V02-12/21 Page 4 sur 7



Le tabouret 3030 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



V02-12/21 Page 5 sur 7

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

· Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

• Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

2 ans

Sellerie:1an

V02-12/21 Page 6 sur 7





Parc d'entreprises Visionis 278 rue de l'industrie 01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49 Fax: +33(0)4 74 66 69 50

commercial@carinamedical.com

V02-12/21 Page 7 sur 7