



Guéridon
Gamme 3060
3061

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm
- Cadre métallique formant une galerie sur les 4 côtés, hauteur : 1,5cm
- Equipé d'un tiroir
- Structure tube rectangulaire acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **3060** : Idem 3061 mais sans tiroir

Réf. **3071** : Idem 3061 mais 40x40cm

Réf. **3070**: Idem 3061 mais sans tiroir et 40x40cm



À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 3060 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49
Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com