

*Photo du modèle avec base ABS noir
au lieu d'une base aluminium*

Porte-sérum
Gamme 320
32002INOALU

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
- Fût inox diam. 30mm
- Tige inox
- Base aluminium poli, empattement diam. 60cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

Vous aimerez aussi :

Réf. **32013INOALU** : Idem 32002INOALU
mais 4 crochets sécurité polyamide



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours
à réception commande
- ✓ Garantie : 1 an

ACCESSOIRES



ETOILE
Nouvelle base alourdie laquée
centre de gravité bas




ACC 320AL
Alourdisseur 3,2kg



NEW
Nouvelle base ABS design



ACC 320BGS
Bague de serrage inox



ACC 32021INO
Plateau inox réglable 34x34cm



ACC 32023INO
Plateau inox réglable 32x26cm



ACC 320-PLATO-PC
Plateau plastique réglable
35x27cm



ACC 320-PLATO-PP
Plateau plastique réglable
35x27cm



ACC 32027INO
Plateau inox 31,5x27,5cm
pousse seringue



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com