

Visuel avec base ETOILE
(option)



Porte-sérum
Gamme 320
32003INOALU500

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Porte-sérum 2 crochets sécurité inox
- Fût peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, diam. 30mm
- Tige inox
- Base aluminium poli, empattement diam. 50cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

Vous aimerez aussi :

Réf. **32004INOALU500** : Idem
32003INOALU500 mais 4 crochets sécurité
inox



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours
à réception commande
- ✓ Garantie : 1 an

ACCESSOIRES



ETOILE
Nouvelle base alourdie laquée
centre de gravité bas




ACC 320AL
Alourdisseur 3,2kg



NEW
Nouvelle base ABS design



ACC 320BGS
Bague de serrage inox



ACC 32021INO
Plateau inox réglable 34x34cm



ACC 32023INO
Plateau inox réglable 32x26cm



ACC 320-PLATO-PC
Plateau plastique réglable
35x27cm



ACC 320-PLATO-PP
Plateau plastique réglable
35x27cm



ACC 32027INO
Plateau inox 31,5x27,5cm
pousse seringue



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



















ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm

COLORIS PIÈTEMENT

Le porte-sérum 32003INOALU500 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de fût **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY

				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
				
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
				
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
				
		ARGENT		



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com