


Visuel avec base ETOILE  
(option)



*Porte-sérum*  
**Gamme 320**  
**32004INO**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Porte-sérum 4 crochets sécurité inox
- Fût peint époxy diam. 30mm
- Tige inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

### Vous aimerez aussi :

Réf. **32003INO** : Idem 32004INO mais  
2 crochets sécurité inox



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours  
à réception commande
- ✓ Garantie : 1 an

# ACCESSOIRES



**ETOILE**  
Nouvelle base alourdie laquée  
centre de gravité bas




**ACC 320AL**  
Alourdisseur 3,2kg



**NEW**  
Nouvelle base ABS design



**ACC 320BGS**  
Bague de serrage inox



**ACC 32021INO**  
Plateau inox réglable 34x34cm



**ACC 32023INO**  
Plateau inox réglable 32x26cm



**ACC 320-PLATO-PC**  
Plateau plastique réglable  
35x27cm



**ACC 320-PLATO-PP**  
Plateau plastique réglable  
35x27cm



**ACC 32027INO**  
Plateau inox 31,5x27,5cm  
pousse seringue



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm

# COLORIS PIÈTEMENT

Le porte-sérum 32004INO est proposé en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de fût **sans plus value**


## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

*Attention brillant*

**ARGENT**



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)