

*Photo du modèle avec base ABS noir  
au lieu d'une base aluminium*

*Porte-sérum*  
**Gamme 325**  
**32502ALU**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Porte-sérum 2 crochets sécurité et 2 porte-bouteilles chromés
- Fût peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, diam. 30mm
- Tige chromée
- Base aluminium poli, empattement diam. 60cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

### Vous aimerez aussi :

Réf. **32502ALU500** : Idem 32502ALU mais empattement diam. 50cm



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 1 an

# ACCESSOIRES



**ETOILE**  
Nouvelle base alourdie laquée  
centre de gravité bas




**ACC 320AL**  
Alourdisseur 3,2kg



**NEW**  
Nouvelle base ABS design



**ACC 320BGS**  
Bague de serrage inox



**ACC 32021INO**  
Plateau inox réglable 34x34cm



**ACC 32023INO**  
Plateau inox réglable 32x26cm



**ACC 320-PLATO-PC**  
Plateau plastique réglable  
35x27cm



**ACC 320-PLATO-PP**  
Plateau plastique réglable  
35x27cm



**ACC 32027INO**  
Plateau inox 31,5x27,5cm  
pousse seringue



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm


# COLORIS PIÈTEMENT

Le porte-sérum 32502ALU est proposé en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de fût **sans plus value**


## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)