



Divan d'examen électrique

Gamme 326

326 05T

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Pédale
- Réglage de la tête par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 30kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté pied
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 57 à 87cm
- Capacité de charge : 150kg en dynamique



Vous aimerez aussi :

Réf. **326 04T** : Idem 326 05T mais largeur 60cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 996
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 2 parties



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm



ACC 76B
Etau unitaire diam. 14mm



ACC 76
Paire d'étaux pour fixation
gouttières et étriers diam. 14mm



ACC 76C
Etau unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm



ACC 32012
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 32670
Tête 1/2 lune largeur 70cm



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 832
Trou visage avec bouchon



ACC BARRILIT326A
Paire de barrières de lit
escamotables
pour 326, 2 parties

ACC 32614
Tête électrique

ACC 32615
Jambière électrique

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno




Garonne



Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre




Origan




Géranium



Réglisse




Prune



Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate

COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 326 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com