

Meuble assistant **Gamme 5060-5061 5060**







DESCRIPTION TECHNIQUE

- Meuble assistant compact en polyéthylène
- Equipé de :
 - 1 tiroir spécialement étudié pour le petit équipement (poids supportable 3kg)
 - 1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7kg)
 - 2 plateaux
- Support bouteille et serviette inclus
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm, très faciles d'entretien

DIMENSIONS

- Largeur 45cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 86cm
- Poids max supportable : 50kg

Meuble idéal pour les prélèvements, assistant consultation...

Vous aimerez aussi:


Réf. 5061: Idem 5060 mais 3 tiroirs et 1 plateau





V01-10/21 Page 2 sur 7

DIMENSIONS 5060-5061





V01-10/21 Page 3 sur 7



Sellerie non-feu classée M2

Pour le coloris de façade, vous avez le choix entre la gamme ECOMAX, Classique et Urban **Avec plus value**

Revêtement: Sellerie Gamme ECOMAX



Attention! Le guéridon est disponible brut sans coloris de façade ou en coloris TAHITI (sans plus value)



V01-10/21 Page 4 sur 7



Sellerie non-feu classée M1

Pour le coloris de façade, vous avez le choix entre la gamme ECOMAX, Classique et Urban **Avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement: Sellerie Gamme Urban



V01-10/21 Page 5 sur 7

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

• Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

• 2 ans

V01-10/21 Page 6 sur 7





Parc d'entreprises Visionis 278 rue de l'industrie 01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49 Fax: +33(0)4 74 66 69 50

commercial@carinamedical.com

V01-10/21 Page 7 sur 7