



Fauteuil ORL hydraulique

Gamme 512

51205T-ORL

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ORL hydraulique pivotant à 360°(possibilité de bloquer la rotation),
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Têteière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 30kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (**très bon maintien lombaire**)
- Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 54 à 74cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



Têteière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL



ACCESSOIRES



ACC 514-ASSISE
ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour assise ou jambière



ACC 993
Support roulettes escamotables diam. 50mm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno



Garonne




Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


COLORIS PIÈTEMENT

Le fauteuil 51205T-ORL est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49
Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com