

Fauteuil de prélèvement fixe

Gamme 512 512 77T








DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 3 parties
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz
- Jambière réglable par vérin à gaz, elle peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Pied sur socle chromé

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Capacité de charge : 130kg



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**

Vous aimerez aussi:

Réf. **512 77TSJ**: Idem 512 77T mais sans jambière



V02-12/21 Page 2 sur 6

ACCESSOIRES



ACC 537

Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA



ACC 535

Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum





ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



ACC 514-GOUT

Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-JAMBIÈRE

Protection plastique pour jambière



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise





ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 54005

Têtière 1/2 lune largeur 55cm ` revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 910-PLAT04

support 350x270 avec étau

Plateau plastique

Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC 113U-105




ACC 125

Porte rouleau adaptable tous modèles



ACC 32012

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC TETERGO

Têtière ergonomique amovible



ACC 110

Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité

V02-12/21 Page 3 sur 6



Sellerie non-feu classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement: Sellerie Gamme Urban



V02-12/21 Page 4 sur 6

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

 Sellerie: nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

• Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

Châssis: 2 ansSellerie: 1 an

V02-12/21 Page 5 sur 6





Parc d'entreprises Visionis 278 rue de l'industrie 01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49 Fax: +33(0)4 74 66 69 50

commercial@carinamedical.com

V02-12/21 Page 6 sur 6