



Fauteuil de prélèvement hauteur fixe

Gamme 522

522+990

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 3 parties
- Dossier et jambièrre synchronisés, réglables par vérin à gaz
- La jambièrre peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 7cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient
- Equipé d'une paire de gouttières en polyuréthane noir réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables et d'une poignée de poussée
- Fauteuil avec support porte sérum et paire d'étau pour fixations d'étriers (en option)
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes à frein diam. 125mm

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Dimensions hors-tout :
 - Largeur 80cm
 - Longueur quand fauteuil redressé 88cm
- Capacité de charge : 180kg



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**

Vous aimerez aussi :

Réf. **522** : Idem 522+990 mais sans roulettes



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ZOOM 522+990



ACCESSOIRES



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



ACC 125
Porte rouleau adaptable tous modèles

ACC 516
Option commande simultanée Dossier/jambière



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étai



ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étai



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 514-ASSISE
Protection plastique assise



ACC 514-522-JAMB
Protection plastique pour jambière



ACC 517-512
Protection plastique pour dossier



ACC 54005
Têteière 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340 avec étai

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 350x270 avec étai



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étai prêt à fixer sur fauteuil



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC TETERGO
Têteière ergonomique amovible



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étai



ACC 32014
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étai



ACC 110
Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étai, l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étai, l'unité

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban avec **plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban



COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 522 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018




RAL 3020



RAL 3003



ARGENT




GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com