



Visuel avec piètement  
RAL 5017

*Marchepied 3 marches*

**Gamme 58**

**5801**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Marchepied 3 marches
- Dimensions des marches : 39,5x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Hauteur de la 2ème marche : 44cm
- Hauteur de la 3ème marche : 63cm
- Tube rond peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Marches revêtement en ABS blanc
- Capacité de charge : 130kg



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 58 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018




RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)