



Photo du modèle avec colonne chromée et pied aluminium au lieu de colonne et pied inox

Tabouret polyuréthane

Gamme 60

6001INO

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz inox
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde polyuréthane noir diam. 35cm, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied inox 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 49 à 69cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **6011INO** : Idem 6001INO mais sur patins, hauteur variable de 45 à 65cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES



ACC 11
Dossier polyuréthane noir
pour gamme 60



ACC 15
Repose pieds



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse




GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com