



Tabouret polyuréthane

Gamme 65

6501ALU

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise selle de cheval polyuréthane noir
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied aluminium poli 5 branches, empattement diam. 50cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 49 à 69cm
- Capacité de charge : 180kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **6511ALU** : Idem 6501ALU mais sur patins, hauteur variable de 45 à 65cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES



ACC 13
Dossier polyuréthane noir
pour gamme 65

ACC 17
Inclinable de l'assise avant/arrière
pour gamme 65



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com