



*Tabouret*  
**Gamme 65**  
**6503**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise selle de cheval
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier 5 branches peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, empattement diam. 55cm

## DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **6503PATINS** : Idem 6503 mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

# ACCESSOIRES



**ACC 13B**  
Dossier sanglar  
pour gamme 65

**ACC 17**  
Inclinable de l'assise avant/arrière  
pour gamme 65



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 15**  
Repose pieds



**ACC 16**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-05**  
5 roulettes auto-freinées  
en charge ou hors-charge

**HH/HB**  
Hauteur haute ou hauteur basse

Avec option  
ACC 13B




# COLORIS SELLERIE


Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban avec **plus value**

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*



Arno




Garonne




Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine



Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*



Abysse




Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


# COLORIS PIÈTEMENT

Le tabouret 6503 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)