



*Photo du modèle avec pied ABS noir au lieu de pied aluminium poli*

*Siège polyuréthane*  
**Gamme 75**  
**7501-ALU**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Siège réglable par colonne à gaz chromée
- Avec dossier et assise ergonomique polyuréthane **très grand confort**
- Commande manuelle sous l'assise
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied aluminium poli 5 branches, empattement diam. 65cm

## DIMENSIONS

- Hauteur variable de 47,2 à 67,2cm
- Capacité de charge : 180kg



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

# ACCESSOIRES



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 15**  
Repose pieds



**ACC 16**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm




**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-05**  
5 roulettes auto-freinées  
en charge ou hors-charge



**HH/HB**  
Hauteur haute ou hauteur basse



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)