



*Photo du modèle avec 3 panneaux au lieu  
de 4 panneaux*

*Paravent*  
**Gamme 881**  
**881 58 14**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Paravent 4 panneaux
- Panneaux reliés par des charnières
- PVC blanc non-feu classé M1
- Armature en tube chromé
- Sur 8 roulettes diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur panneaux 48x48x48x48cm
- Longueur déplié 1,92m
- Hauteur 1,7m



### Vous aimerez aussi :

Réf. **881 58 13** : Idem 881 58 14 mais 3 panneaux

Réf. **881 58 12** : Idem 881 58 14 mais 2 panneaux



## À SAVOIR

✓ Garantie : 3 ans  
(1 an pour la sellerie)



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 3 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)