



Fauteuil de prélèvement électrique

Gamme 940

94001T

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Pédale
- Dossier et jambièrre réglables par vérins à gaz indépendants
- La jambièrre peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang inclinées et réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55cm à 90cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
pour toutes gammes sauf LUVIA

ACC 516

Option commande simultanée
Dossier/jambière



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique
transparent, l'unité



ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour
jambière



ACC 54005
Tête 1/2 Lune largeur 55cm
revêtement non feu M1

ACC 910-PLAT04

Plateau plastique
support 350x270 avec étau



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien
latérales, avec étaux pour
adapter une paire d'étriers
prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets plastiques,
sans étau



ACC 993
Support roulettes escamotables
diam. 50mm



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible

ACC 91025

Jambière électrique



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm
et 16mm pour gouttière + tige
porte-sérum



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise



ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340
avec étau



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien
latérales, sans étau prêt à fixer
sur fauteuil



ACC 125

Porte rouleau
adaptable tous modèles



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets inox,
sans étau



ACC 9505

Jeu de 4 roulettes diam. 50mm
avec frein



ACC 110

Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité

ACC 91024

Dossier électrique

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno




Garonne



Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre




Origan




Géranium



Réglisse




Prune



Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate

COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 525 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com