



Marchepied 1 marche
Gamme ECOMAX
ECOMAX/MAR


CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Marchepied 1 marche
- Dimensions des marches : 39x20cm
- Hauteur de la marche : 24,5cm
- Tube carré peint époxy, coloris argent
- Marches revêtement en ABS blanc
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR



Garantie : 2 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com