



Fauteuil de prélèvement hydraulique

Gamme LUVIA

LUVIA14T

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation), 3 parties
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- La jambière peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 7cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Pied sur socle chromé

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 54cm à 73cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**

Vous aimerez aussi :

Réf. **LUVIA14TSJ** : Idem LUVIA14T mais sans jambière



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)


ACCESSOIRES



ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour gouttières



ACC 537LUVIA
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour étriers pour gamme LUVIA



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étai



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étai



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique
transparent, l'unité



ACC514-LUVI-ASS
Protection plastique assise



ACC514-LUVI-JAM
Protection plastique pour
jambière




ACC514-LUVI-DOS
Protection plastique pour dossier



ACC 54005
Tête à 1/2 lune largeur 55cm
revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340
avec étai



ACC 910-PLAT04
Plateau plastique
support 350x270 avec étai



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien
latérales, sans étai prêt à fixer
sur fauteuil



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien
latérales, avec étaux pour
adapter une paire d'étriers
prêt à fixer sur fauteuil



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm
et 16mm pour gouttière + tige
porte-sérum



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets plastiques,
sans étai



ACC 32014
Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets inox,
sans étai



ACC TETERGO-LUV
Tête ergonomique amovible
pour gamme LUVIA



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étai, l'unité
* Disponible en polyuréthane avec
option ACC 110POLY



ACC 125
Porte rouleau
adaptable tous modèles

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban





GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com