

Divan de cardiologie

Gamme OVALIA Version 2 OV2-98-125








V02-12/21 Page 1 sur 7

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan de cardiologie à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin électrique
- Position Déclive/Proclive en standard
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 5cm
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une grande stabilité du divan
- Equipé d'une partie cardiologie amovible et d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 125mm avec freins

DIMENSIONS

- Largeur 80cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique





Vous aimerez aussi:

Réf. **OV2-95-125** : Idem OV2-98-125

mais largeur 70cm

Réf. OV2-99-125 : Idem OV2-98-125

mais commande par pédale multifonctions

Réf. **OV2-96-125** : Idem OV2-98-125 mais largeur 70cm et commande par pédale multifonctions



V02-12/21 Page 2 sur 7

ACCESSOIRES



RL-150

4 roulettes diam. 150mm Freinage centralisé



ACC 76-OVALIA-80

Jeu d'étaux Pour divan largeur 80cm



ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité



ACC 110

Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-UNIVERSE

Protection plastique transparent universelle



ACC 32012

Tige porte-sérum diam. 16mm 2 crochets plastiques, sans étau



ACC 76C

Etau unitaire pour tige porte-sérum diam. 16mm



ACC 832

Trou visage avec bouchon



ACC 54003

Têtière 1/2 lune largeur 80cm Revêtement non feu M1



ACC OVALIA06

Télécommande manuelle OVALIA + Cordon Y (double commande)



ACC OVALIA05

Pédale multifonctions OVALIA + Cordon Y (double commande)



ACC OVALIA02

Paire rails inox 25x10 long. 1500mm Pour OVALIA 2 parties



ACC BATTERIE01

Batterie autonomie de 20 cycles (1 cycle = une montée/ descente + une montée/ descente de dossier)



ACC BARRILITOV08

Paire de barrières escamotables Pour divan largeur 80cm




ACC TETERGO

Têtière ergonomique amovible



ACC-CAPOT

Peinture capot Autre que le gris standard (7035) 16 coloris disponibles



ACC FEMINA01

Support colposcope



Sellerie non-feu classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement: Sellerie Gamme Urban




V02-12/21 Page 4 sur 7

COLORISPIÈTEMENT

Toute la gamme OVALIA V2 a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**

Piètement Peinture EPOXY



V02-12/21 Page 5 sur 7

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

 Sellerie: nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

• Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

Châssis: 5 ansSellerie: 1 an

V02-12/21 Page 6 sur 7





Parc d'entreprises Visionis 278 rue de l'industrie 01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49 Fax: +33(0)4 74 66 69 50

commercial@carinamedical.com

V02-12/21 Page 7 sur 7