



Photo du modèle avec crémaillères indexables

Divan de pédiatrie
Gamme ECOMAX pédiatrique
PEDIADIVAN02

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen de pédiatrie à hauteur fixe, 2 parties
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M2, épaisseur 6cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen : possibilité de le fixer côté pied ou côté tête
- Piètement acier peint époxy, coloris argent

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur 80cm
- Capacité de charge : 150kg



ACCESSOIRE



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm

Vous aimerez aussi :

Réf. **PEDIADIVAN01**: Idem PEDIADIVAN02 mais réglage du dossier par deux crémaillères indexables



À SAVOIR

- ✓ Livré démonté avec clé et notice d'assemblage
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

COLORIS SELLERIE


Sellerie non-feu
classée M2

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme ECOMAX, Classique et Urban
Attention ! coloris Classique et Urban **avec plus value**

*Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX**



Galapagos Bahamas Blanc



Tahiti Malouines

*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX,
coloris Classique et Urban disponibles **sur demande**

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Classique et Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno



Garonne



Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre




Origan




Géranium



Réglisse




Prune



Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas




Orange



Fuschia



Tomate




GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com