



Fauteuil de prélèvement hauteur fixe

Gamme PRELIA

PRELIA08

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe, 2 parties
- Réglage de la souplesse du dossier
- Sellerie en forme ergonomique, non-feu classée M1, épaisseur 6cm.
Très bon maintien lombaire
- Equipé d'une gouttière revêtement non feu M1 réglable en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Pied aluminium poli diam. 65cm sur patins

DIMENSIONS

- Largeur 46cm
- Hauteur 50cm
- Capacité de charge : 150kg



ACCESSOIRES



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étai, l'unité



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étai, l'unité



ACC 537-PRELI-UN
Etai unitaire diam. 14mm pour
gouttières pour gamme PRELIA

Vous aimerez aussi :

Réf. **PRELIA07** : Idem PRELIA08 mais équipé d'une gouttière polyuréthane noir

V01-10/21



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
sans plus value

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno



Garonne



Potomac




Amour



Mississipi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone



Découvrez la gamme Urban sur la
page suivante

COLORIS SELLERIE


Sellerie non-feu
classée M1

Découvrez les coloris de sellerie de la Gamme Urban



Revêtement : Sellerie Gamme Urban






GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com