

Lampe infrarouge 250W

Gamme 172

172 01

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe infrarouge 250W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 86cm (dont 34cm rigide)
- Longueur d'onde : 1200nm
- Ampoule infrarouge 250W (fournie) avec culot E27 et réflecteur intégré : transmet 90% de l'énergie sous forme d'infrarouges
- Longévité des ampoules : 5 000h minimum
- Poignée ergonomique facilitant le positionnement de la coupole
- Tête de lampe diam. 26cm avec grille de protection fixée par 3 pattes siliconnées
- Câble d'alimentation longueur : 4m
- Piètement acier peint époxy, coloris blanc (RAL 9003)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Poids : 3kg
- Dispositif médical de Classe I

OPTION


ISC (interrupteur sans contact- Minuterie 0 à 60 minutes)

Lampe idéale en
kinésithérapie,
ostéopathie et
chiropraxie



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (hors ampoule)



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com