



Lampe halogène 20W

**Gamme 173**

**173 02**

CARINA  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe halogène 20 Watts, coloris noir
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin (blanc neutre)
- IRC : 100/100
- Eclairage 23000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 10cm
- Consommation : 20W
- Ampoule dichroïque 12V
- Longévité des ampoules : 5000h minimum
- Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris noir (RAL 9005)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

### OPTION

ISC (interrupteur sans contact)

Lampe idéale  
pour médecine générale  
& infirmière

### Vous aimerez aussi :

Réf. **173 01** : Idem 173 02 mais coloris blanc

Réf. **173 04** : Idem 173 02 mais support mural

Réf. **173 03** : Idem 173 02 mais coloris blanc et support mural



### À SAVOIR

✓ Délai : 15 jours  
à réception commande

✓ Garantie : 5 ans  
(hors ampoule)



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)