



Lampe de Wood 9W

Gamme 177

177 05

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE


- Lampe de Wood portable 9W, coloris noir
- Dimensions : 34x10cm
- Longueur d'onde : 370nm
- Tube fluorescent : 3000h minimum
- Câble d'alimentation longueur : 2,8m
- Poids en main : 250g
- Dispositif médical de Classe I

Lampe idéale
dermatologie



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (hors ampoule)



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com