



Lampe LED loupe circulaire 4W

Gamme 179

179 01

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

L'outil indispensable en dermatologie ou tout autre examen médical qui requiert minutie, finesse et précision

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe LED loupe circulaire 4W, coloris blanc
- Longueur bras articulé 86cm
- Intensité lumineuse : 230 Lumens-6400° Kelvin
- Eclairage 2500 Lux à 10cm
- Lentille en verre minéral diam. 12cm avec grossissement x2,25 (5 dioptries)
- Capot de protection escamotable
- Isolation classe II
- Livrée avec pince étau et pied roulant lesté (en option)
- Câble d'alimentation longueur : 1,5m
- Piètement acier peint époxy, coloris blanc (RAL 9003)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Indice de rendu des couleurs : IRC : 80/100
- Longévité des LED : 20 000 heures
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Bras articulé 860 mm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 3 ans (hors ampoule)



CONTACT

CARINA *Medical*

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com