



*Lampe lumière froide LED 7W*

**Gamme 178**

**188 02**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe LED 7W, coloris noir
- Longueur bras flexible 65cm (existe en longueur 114cm)
- Intensité lumineuse : 980 Lumens-4500° Kelvin (blanc neutre)
- IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs
- Eclairage 60000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 18cm
- Faible consommation : 7W
- Longévité : 50 000h minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer)
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris noir (RAL 9005)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

### OPTIONS

ISC (interrupteur sans contact) ou Variateur

Lampe idéale  
pour la petite chirurgie,  
la médecine générale,  
dermatologie, podologie...


#### Vous aimerez aussi :

Réf. **188 01** : Idem 188 02 mais coloris blanc



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (hors ampoule)



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)