

Visuel coloris RAL 3020



Guéridon  
Gamme 243  
243 11

CARINA  
Medical



CE  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm
- Equipé d'un tiroir
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes, diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique


### Vous aimerez aussi :

Réf. **243 10** : Idem 243 11 mais 1 tiroirs


Réf. **243 12** : Idem 243 11 mais 3 tiroirs

Réf. **243 14** : Idem 243 11 mais 40x40cm

Réf. **243 13** : Idem 243 11 mais 1 tiroir et 40x40cm



Tiroir



## ACCESSOIRES

### ACC 95

Jeu de galeries  
pour guéridons 243 largeur 60cm



## À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 243 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018




RAL 3020



RAL 3003



ARGENT




## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél: +33(0)4 74 66 69 49  
Fax: +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)