



Guéridon
Gamme 244
244 01

CARINA
Médical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm, avec galeries
- Structure tube oblong acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes, diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 89cm
- Poids max supportable : 50kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **OMEGA01** : Idem 244 01 mais structure tube oblong avec galeries arrières

Réf. **268** : Idem 244 01 mais 45x40cm, hauteur 1m et sans galerie



À SAVOIR



Guéridon livré démonté



Délai : 15 jours à réception commande



Garantie : 2 ans


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 244 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans



CONTACT



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49
Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com