



*Divan d'examen hauteur fixe*

**Gamme 326**

**326 01TB**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur fixe, 2 parties
- Réglage de la tête par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 30kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 5cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté pied
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

## DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur 65cm
- Capacité de charge : 130kg



### Vous aimerez aussi :

Réf. **326 01T** : Idem 326 01TB mais hauteur 80cm

Réf. **326 03TB** : Idem 326 01TB mais largeur 70cm

Réf. **326 03T** : Idem 326 01TB mais largeur 70cm et hauteur 80cm



## À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**ACC 999**  
Support roulettes escamotables  
diam. 50mm  
pour 326 fixe, 2 parties



**ACC 990**  
Jeu de 4 roulettes à frein  
diam. 125mm



**ACC 76B**  
Étau unitaire diam. 14mm




**ACC 76**  
Paire d'étaux pour fixation  
gouttières et étriers diam. 14mm



**ACC 76C**  
Étau unitaire  
pour tige porte-sérum diam. 16mm



**ACC 32012**  
Tige porte-sérum diam. 16mm  
2 crochets plastiques, sans étau



**ACC 105**  
Jeu d'étriers inox standard  
diam. 14mm, sans étau



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir,  
sur rotule mousse polyuréthane,  
diam. 14mm, sans étau



**SLFEMIREPOSE**  
Housse prélude pour repose  
jambes (ACC964), l'unité




**ACC 514-UNIVERSE**  
Protection plastique transparent  
universelle



**ACC 110POLY**  
Gouttière prise de sang  
polyuréthane avec ferrure  
Sans étau, l'unité



**ACC 110**  
Gouttière prise de sang  
Avec ferrure, sans étau, l'unité



**ACC 32660**  
Tête 1/2 lune largeur 60cm



**ACC TETERGO**  
Tête ergonomique amovible



**ACC 832**  
Trou visage avec bouchon



**ACC BARRILIT326A**  
Paire de barrières de lit  
escamotables  
pour 326, 2 parties

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*




## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*




# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 326 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


## *Piètement Peinture EPOXY*




RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

**ARGENT**



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)