



Guéridon  
Gamme 4000  
4100

CARINA  
Medical



CE  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Meuble bois stratifié blanc
- Equipé de 3 tiroirs coulissants et galerie sur 3 côtés
- Pied oblique acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes, diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 87,5cm
- Poids max supportable : 50kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **4000** : Idem 4100 mais pied oblique



















### À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 4000 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| <b>RAL 9003</b>                                                                     | <b>RAL 1013</b>                                                                     | <b>RAL 1015</b>                                                                     | <b>RAL 6019</b>                                                                      | <b>RAL 6033</b>                                                                       |
|   |   |   |   |   |
| <b>RAL 6000</b>                                                                     | <b>RAL 5017</b>                                                                     | <b>RAL 5002</b>                                                                     | <b>RAL 5000</b>                                                                      | <b>RAL 7035</b>                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| <b>RAL 7016</b>                                                                     | <b>RAL 9005</b>                                                                     | <b>RAL 1018</b>                                                                     | <b>RAL 3020</b>                                                                      | <b>RAL 3003</b>                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ARGENT</b>                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél: +33(0)4 74 66 69 49  
Fax: +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)