



Fauteuil de prélèvement fixe

Gamme 512

512 02TB

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 3 parties
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz
- Jambière réglable par un système mécanique autobloquant, elle peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Largeur hors tout : 83cm
- Capacité de charge : 130kg



À NOTER

- Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**
 - Les fauteuils de prélèvement hauteur basse (50cm) sont destinés aux **prélèvements sanguins**, les fauteuils plus hauts sont réservés aux **prélèvements gynécologiques**.
- Pour un meilleur confort des patients et du praticien



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

Vous aimerez aussi :

Réf. **512 02T** : Idem 512 02TB mais hauteur 67cm

ACCESSOIRES



ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA

ACC 516

Option commande simultanée Dossier/jambière




ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour jambière



ACC 54005
Tête 1/2 lune largeur 55cm, revêtement non feu M1

ACC 910-PLAT04

Plateau plastique support 350x270 avec étau



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC 9505
Jeu de 4 roulettes diam. 50mm avec frein



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE
Protection plastique assise



ACC 517-512
Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC 125
Porte rouleau adaptable tous modèles



ACC 32014
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC 993-FIXE
Support roulettes escamotables diam. 50mm



ACC 110
Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité

ZOOM PRODUIT

ZQOM PRODUIT



Photo du modèle avec protections plastiques (option)

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno




Garonne




Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban




Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



















Tomate

COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 512 est proposée en coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY

				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
				
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
				
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
				
		Attention brillant		
		ARGENT		



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com