



Fauteuil de prélèvement hauteur fixe

Gamme 525

525 01

CARINA
Médical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe, 3 parties
- Dossier et jambièrre réglables par systèmes mécaniques
- La jambièrre peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie avec couture apparente, non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang inclinées et réglables en hauteur uniquement
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Hauteur 75cm
- Largeur 55cm
- Largeur hors tout 83cm
- Capacité de charge : 130kg



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

Vous aimerez aussi :


Réf. **525 02** : Idem 525 01 mais hauteur 52cm

ACCESSOIRES



ACC 537

Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise



ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC TETERGO

Tête ergonomique amovible



ACC 535

Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau




ACC 514-GOUT

Protection gouttière en plastique transparent, l'unité




ACC514/525-JAMB

Protection plastique pour jambière



ACC 54005

Tête 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT04

Plateau plastique support 350x270 avec étau



ACC 113U-105

Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC 125

Porte rouleau adaptable tous modèles

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno



Garonne



Potomac



Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Aysse




Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune



Perle



Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 525 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com