



Table de massage pliante
Gamme WOOD
ALUMINIUM FMA241

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE


- Table de massage, 1 plan
- Tête multi-réglable et trou visage
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Avec sac de transport à roulettes
- Châssis aluminium

DIMENSIONS

- Largeur 70cm
- Longueur tête 29cm
- Hauteur variable de 68 à 92cm
- Capacité de charge : 200kg
- Poids de la table : 12,5kg (**table très légère facilement transportable**)



Coloris de sellerie




Beige

Bleu

Chocolat

Noir



À SAVOIR



Garantie : 1 an

ACCESSOIRES

LES COUSSINS



COUSSIN-001

Coussin rectangulaire, mousse HR
dim. 440x200x75mm




COUSSIN-002

Coussin 1/2 cylindrique,
mousse HR dim. 450x120mm,
rayon 120mm



COUSSIN-003

Coussin cylindrique, mousse HR
dim. 440x200x75mm



COUSSIN-004

Coussin triangulaire, mousse HR
dim. 600x500x300mm



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com