



Table de kinésithérapie-ostéopathie
Gamme ECOMAX
ECOMAXKINE600

CARINA
Médical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Table de kinésithérapie-ostéopathie, 2 plans
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M2, épaisseur 6cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen : possibilité de le fixer côté pied ou côté tête
- Ensemble totalement soudé : très grande solidité
- Piètement acier peint époxy, coloris argent

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur 80cm
- Capacité de charge : 150kg



Vous aimerez aussi :

Réf. **ECOMAXKINE700** :

Idem ECOMAXKINE600 mais largeur 70cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES

LES COUSSINS

**COUSSIN-001**

Coussin rectangulaire, mousse HR
dim. 440x200x75mm

**COUSSIN-002**

Coussin 1/2 cylindrique,
mousse HR dim. 450x120mm,
rayon 120mm

**COUSSIN-003**

Coussin cylindrique, mousse HR
dim. 500x160mm

COUSSIN-004

Coussin triangulaire, mousse HR
dim. 600x500x300mm

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M2

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme ECOMAX, Classique et Urban
Attention ! coloris Classique et Urban **avec plus value**

*Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX**



Galapagos



Bahamas



Blanc



Tahiti



Malouines

*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX,
coloris Classique et Urban disponibles **sur demande**



COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Classique et Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno



Garonne




Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban




Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com