



Photo avec Sellerie Type CONFORT

Fauteuil de gynécologie électrique

Gamme GINA

GINA-HVE

CARINA
Medical




DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de gynécologie à hauteur variable électrique
- Commande : Télécommande ou pédale manuelle
- Dossier réglables par vérins à gaz
- Choix de selleries disponibles — SERENITY, CONFORT et PREMIUM — toutes certifiées non-feu, classement M1
- Equipé d'une paire d'étriers inox et d'un tiroir inox coulissant
- Avec porte rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piétement mécano-soudé en acier peint époxy, coloris gris clair (Ral 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55 cm ou largeur 65 cm
- Hauteur de 48 cm à 88 cm
- Capacité de charge en dynamique :
150 Kg avec dossier à gaz
200 Kg avec dossier et jambière électrique



Vous aimerez aussi :

Réf. **GINA-HF** : Hauteur Fixe

Réf. **GINA-HVH** : Hauteur Hydraulique



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



**SELLERIE
SERENITY**
Plate



**SELLERIE
CONFORT**
Bourrelets



**SELLERIE
PREMIUM**
Viscoélastique



PEDALE



TELECOMMANDE



**PEDALE AVEC
MEMORISATION**



ACC ROUE125
4 Roulettes diamètre 125 mm à
freins indépendants
Déplacement du fauteuil avec
patient Hauteur variable de 48 cm
à 90 cm



ACC 9505
4 Roulettes diamètre 50 mm
à freins indépendants déplacement
du fauteuil seul Hauteur variable de
48 cm à 90 cm



ACC 964
Jeu de repose jambes sur rotule
en mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étai



ACC ROUE150
4 roulettes diamètre 150 mm
directionnelles à freinage centralisé
Déplacement du fauteuil avec
patient Hauteur variable de 48 cm à
90 cm



ACC TETERGO
Tête ergonomique
amovible



ACCCOUSSIN-01
Coussin Oreiller 500x400 en
fibre non feu M1



ACC 540 05
Tête ½ lune
largeur 550 cm



ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers



DECOUPEURO
Découpe uro



SLFEMIREPOSE
Housse M1 pour repose jambes
(ACC964), l'unité

ACCESSOIRES



ACC444-JMECA
Jambière réglable par système mécanique rapide et sécurisé



ACC444-JGAZ
Jambière réglable par vérin à gaz



ACC444-JELEC-1
Jambière réglable par vérin électrique sur fauteuil équipé de la hauteur non électrique



ACC444-DELEC-1
Dossier réglable par vérin électrique sur fauteuil équipé de la hauteur non électrique



ACC 444-TCDE
Télécommande + cordon Y pour branchement de 2 commandes jumelées à associer avec option Dossier ou Jambière électrique



ACC 444-PEDALE
Pédale + cordon Y pour branchement de 2 commandes jumelées à associer avec option Dossier ou Jambière électrique



ACCACCOU01
Paire d'accoudoirs escamotable avec étaux de fixation



ACC 110
Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC TECH114
Paire de gouttières avec systèmes de réglage rapide TECH, synchronisées et escamotables



ACCACCOU02
Paire de repose-bras avec étaux de fixation



ACC 110POLY
Gouttière polyuréthane prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110-ROTULE
Gouttière prise de sang sur rotule, sans étau, l'unité

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Revêtement : Sellerie Gamme GINKGO






COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 625 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY




RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvianos pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE
SERVICE COMMERCIAL
Tél: +33(0)4 74 66 69 49

Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com