



*Guéridon*  
**Gamme OMEGA**  
**OMEGA01**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm, avec galeries
- Structure tube oblong acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes, diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 89cm
- Poids max supportable : 50kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **244 01** : Idem OMEGA01 mais structure tube rond sans galerie arrière

Réf. **268** : Idem OMEGA01 mais 45x40cm, hauteur 1m et sans galerie




### À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans


# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme OMEGA a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


## *Piètement Peinture EPOXY*




RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

**ARGENT**



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél: +33(0)4 74 66 69 49  
Fax: +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)