



Tabouret
Gamme PRISCA
PRISCA/TWO

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz noire
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M2, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 53 à 73cm
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR

- ✓ Livré démonté
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

Vous aimerez aussi :

Réf. **PRISA/ONE** : Idem PRISCA/TWO mais épaisseur de sellerie 6cm et hauteur variable de 50 à 70cm

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 15
Repose pieds



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse



ACC 14
Commande au pied



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M2

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme ECOMAX, Classique et Urban
Attention ! coloris Classique et Urban avec **plus value**

*Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX**



Galapagos Bahamas Blanc



Tahiti Malouines

*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX,
coloris Classique et Urban disponibles **sur demande**

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Classique et Urban avec **plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno



Garonne




Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban




Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com