



*Divan d'examen électrique*

*Gamme SIMPLEX*

**SIMPLEX-3.0**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**

ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande: Pédale
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm<sup>2</sup>, non feu classée M2, épaisseur 6cm
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen côté pied
- Piètement acier peint époxy, coloris argent



## DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Capacité de charge: 200kg en dynamique

Divan disponible sur roulettes  
avec l'option ACC990-SIMPLEX  
Ref: SIMPLEX-3.0+990



### Vous aimerez aussi :

Ref. **SIMPLEX-3.0-700**: Idem SIMPLEX-3.0 mais largeur 70cm



### A SAVOIR

- ✓ Délai: 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie: 2 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



### ACC 990-SIMPLEX

Jeu de 4 roulettes jumelées à frein diam 75mm



### ACC 76C

Étau unitaire pour tige porte-sérum diam 16mm



### ACC 110

Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité



### ACC 105

Jeu d'étriers inox standard, diam 14mm, sans étau



### SLFEMIREPOSE

Housse pour repose jambes (ACC964), l'unité



### ACC 54001

Tête 1/2 lune largeur 60cm, revêtement non feu M1



### ACC URGENCE03-60

Paire de barrières de lit escamotables pleines, largeur 60cm



### ACC 832

Trou visage avec bouchon



### ACC 538

Jeu d'étaux diam 14mm pour SIMPLEX largeur 60cm



### ACC 32012

Tige porte-sérum diam 16mm 2 crochets plastiques, sans étau



### ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité



### ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule, mousse polyuréthane, diam 14mm, sans étau



### ACC 514-UNIVERSE

Protection plastique transparente universelle



### ACC TETERGO

Tête ergonomique amovible



### ACC BARRILITCOM


Paire de barrières de lit escamotables

## COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M2

*Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme ECOMAX, Classique et URBAN  
Attention ! Coloris Classique et Urban avec plus value*


### *Revêtement: Sellerie Gamme ECOMAX\**



**Galapagos**



**Bahamas**



**Blanc**



**Tahiti**



**Malouines**


*\*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX,  
Coloris Classique et Urban disponibles sur demande*

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

*Attention ! Coloris Classique et Urban avec plus value*

## Revêtement : Sellerie Gamme Classique



**Arno**



**Garonne**



**Potomac**




**Amour**



**Mississippi**



**St Laurent**



**Rhône**



**Missouri**



**Seine**



**Amazone**

## Revêtement : Sellerie Gamme Urban



**Abysses**



**Cendre**




**Origan**



**Géranium**



**Réglisse**



**Prune**



**Perle**



**Ficelle**



**Terre**




**Béton**



**Chataigne**



**Chocolat**



**Pensée**



**Pétrole**



**Turquoise**



**Granny**



**Absinthe**



**Ananas**




**Orange**



**Fuschia**



**Tomate**



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

Sellerie: Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement ( solvants proscrits) peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios ph10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

Piètement: Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

Châssis: 2 ans

Sellerie: 1 an



CONTACT

CARINA  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tel : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)