



*Chaise de massage pliante*

*Gamme WOOD*

**WOODCHAISE FMA005**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE


- Chaise de massage pliante
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Avec coussin poitrine ajustable, siège ajustable, tête multi-réglable et rabattable, repose bras réglable
- Avec sac de transport
- Châssis en aluminium articulé et pliable

## DIMENSIONS

- Hauteur minimum 50cm inclinable
- Capacité de charge : 120kg
- Poids de la chaise : 7kg



### Coloris de sellerie




Beige

Bleu

Chocolat

Noir



### À SAVOIR



Garantie : 1 an



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)