



Divan d'examen électrique
Gamme XENA
XENA-2P-PREMIUM

CARINA
Médical




DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Télécommande ou pédale ou pédale à mémorisation
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie PREMIUM viscoélastique - épaisseur 8 cm - certifiée non-feu, classement M1
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen côté pied
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)

DIMENSIONS

- Capacité de charge : 200 kg
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Largeur 60 ou 70 cm



Vous aimerez aussi :

Réf. **XENA-3P-PREMIUM** : Idem XENA-2P-PREMIUM en 3 parties



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



RL-150

4 roulettes diamètre 150 mm
directionnelles à freinage centralisé
Déplacement du fauteuil avec
patient Hauteur de 48 cm



RL-50

4 roulettes diamètre 50 mm à
freins indépendants
Déplacement du fauteuil seul
Hauteur de 48 cm



ACC 444-TCDE

Télécommande + cordon Y pour
branchement de 2 commandes
jumelées à associer avec option
Dossier électrique



ACC 76

Jeu d'étaux pour fixation
gouttières et étriers
diam 14 mm



ACC 110POLY

Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



ACC 964

Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 32012

Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau



ACC 832

Trou visage avec bouchon



ACC BARRILITOV02

Paire de barrières escamotables
Pour divan largeur 70cm



RL-125

4 Roulettes diamètre 125 mm
à freins indépendants
Déplacement du fauteuil avec
patient Hauteur de 48 cm



ACC444-DELEC-1

Dossier réglable par vérin
électrique



ACC 444-PEDALE

Pédale + cordon Y pour branchement
de 2 commandes jumelées à associer
avec option Dossier électrique



ACC 110

Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



ACC 514-UNIVERSE

Protection plastique transparent
universelle



ACC 54002

Tête 1/2 lune largeur 60 cm
Revêtement non feu M1



ACC TETERGO

Tête ergonomique amovible

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno



Garonne



Potomac



Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abyesse



Cendre



Origan




Géranium



Réglisse



Prune



Perle



Ficelle



Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate

Revêtement : Sellerie Gamme GINKGO



Nuit



Begonia



Pivoine



Tomette



Citrouille



Aigue
Marine



Dune



Turquoise



Tomate



Chocolat


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le piètement **avec plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT




GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvaniol pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49

Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com