



*Photo du modèle avec colonne et pied chromés  
au lieu d'inox*

*Tabouret*  
**Gamme 40**  
**8070INO**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz inox
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35mm, sellerie non feu classée M1, couture apparente, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied inox 5 branches, empattement diam. 55cm

## DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **8071INO** : Idem 8070INO mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

# ACCESSOIRES



**ACC 10**  
Dossier pour gamme  
PRISCA, 120, 30 et 40



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 15**  
Repose pieds




**ACC 16**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-05**  
5 roulettes auto-freînées  
en charge ou hors-charge

**HH/HB**

Hauteur haute ou hauteur basse

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban avec **plus value**

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*




Arno




Garonne



Potomac



Amour



Mississippi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine



Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*




Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)