



Divan d'examen électrique
Gamme OVALIA Version 2
OV2-05-125

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Position Déclive/Proclive en standard
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 5cm
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une grande stabilité du divan
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 125mm avec freins

DIMENSIONS

- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique



Vous aimerez aussi :

Réf. **OV2-08-125** : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm

Réf. **OV2-06-125** : Idem OV2-05-125 mais commande par pédale multifonctions

Réf. **OV2-09-125** : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm et commande par pédale multifonctions



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



RL-150
4 roulettes diam. 150mm
Freinage centralisé



ACC 76-OVALIA-70
Jeu d'étaux
Pour divan largeur 70cm




ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle




ACC 32012
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau



ACC 76C
Etau unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm



ACC 832
Trou visage avec bouchon



ACC 54002
Tête 1/2 Lune largeur 70cm
Revêtement non feu M1



ACC OVALIA06
Télécommande manuelle OVALIA
+ Cordon Y (double commande)



ACC OVALIA05
Pédale multifonctions OVALIA
+ Cordon Y (double commande)



ACC OVALIA02
Paire rails inox 25x10
long. 1500mm
Pour OVALIA 2 parties



ACC BATTERIE01
Batterie autonomie de 20 cycles
(1 cycle = une montée/ descente
+ une montée/ descente
de dossier)




ACC BARRILITOV02
Paire de barrières escamotables
Pour divan largeur 70cm



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC-CAPOT
Peinture capot
Autre que le gris standard (7035)
16 coloris disponibles



ACC FEMINA01
Support colposcope

ACC14
Vérin électrique
Pour OVALIA 2 parties uniquement

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno



Garonne




Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



















Tomate

COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme OVALIA V2 a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**

Piètement Peinture EPOXY

				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
				
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
				
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
				
		ARGENT		



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com